

Acs14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc - O60488

품목 번호: CM0021976

소개

고품질 ACSL4 Rabbit Polyclonal Antibody (O60488), Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫드와 반응. 지질 대사 및 페로토시스 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSL4 Rabbit pAb
비고/별칭	ACSL4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
종	인간
GeneID (인간)	2182
GeneID	2182
면역원	인간 ACSL4 (NP_004449.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60488
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백