

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Acsl5 토끼 단클론 항체 - Q9Ulc5

품목 번호: CM0008808

소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고특이성 ACSL5 토끼 단클론 항체입니다. 지방산 활성화 및 대사의 핵심 효소인 인간 장쇄지방산-CoA 리가아제 5(LACS5)를 표적으로 합니다. 지질 생물학, 암 및 대사 장애 disorder 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACSL5 토끼 mAb
비고/별칭	ACS2, ACS5, FACL5
종	인간
유전자 ID (인간)	51703
면역원	인간 ACSL5 (NP_976313.1)의 아미노산 500-683에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9ULC5
단백질 분자량	76kDa
배송 방법	아이스백