


Actc1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P68032

품목 번호: CM0026770



소개

인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 ACTC1 토끼 다클론 항체입니다. 표적은 세포골격의 주요 단백질인 심장 알파-액틴입니다. 심근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACTC1 토끼 pAb
비고/별칭	ACTC; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; ACTC1
종	인간
GeneID (인간)	70
GeneID	70
면역원	인간 ACTC1 (NP_005150.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P68032
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩