


Activator Protein 2 (Ap-2/Tfap2A) 토끼 다클론 항체 (Pab) - P05549

품목 번호: CM0024188



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-TFAP2A 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플과 반응하며, 발생 및 유전자 조절에 관여하는 전사 인자 AP-2-alpha를 표적으로 합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) 토끼 다클론 항체 (pAb)
비고/별칭	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
종	인간
GeneID (인간)	7020
면역원	인간 TFAP2A(NP_003211.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P05549
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩