

Wb, Elisa용 Adam19 토끼 다클로날 항체 - Q9H013

품목 번호: CM0014932

소개

ADAM19 (MLTNB, MADDAM)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 표적은 신경 생성 및 조골세포 분화에 관여하는 트랜스멤브레인 메탈로프로테아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM19 Rabbit pAb
비고/별칭	MLTNB; FKSG34; MADDAM; ADAM19
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8728
GeneID	8728
면역원	인간 ADAM19 (NP_150377.1)의 아미노산 203-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H013
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백