

Adam28 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q9Ukq2

품목 번호: CM0028168

소개

ADAM28 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 ADAM28과 반응합니다. 림프구 유출, FASL/CD40L의 세포외 도메인 분리, 정자 성숙 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM28 Rabbit pAb
비고/별칭	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
종	인간
GeneID (Human)	10863
GeneID	10863
면역원	인간 ADAM28 (NP_055080.2)의 아미노산 199-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKQ2
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백