

Adam9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13443

품목 번호: CM0027413

소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA를 위한 이 폴리클론항체로 ADAM9를 검증하세요. 인간, 마우스, 랫트, 원숭이 샘플에 적합합니다. 종양 형성 및 혈관 신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM9 Rabbit pAb
비고/별칭	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
종	인간
GeneID (Human)	8754
GeneID	8754
면역원	인간 ADAM9 (NP_003807.1)의 아미노산 29-210 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 원숭이
SWISS	Q13443
단백질 분자량	91 kDa
배송	아이스백