

Wb, If-P, Elisa용 Adamts13 토끼 단일클론 항체 - Q76Lx8

품목 번호: CM0010865



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법, ELISA에 적합한 재조합 ADAMTS13 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 종을 인식합니다. 폰 빌레브란트 인자 절단 및 혈전성 장애 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	ADAMTS13 토끼 mAb
비고/별칭	VWF-CP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	11093
항원(Immunogen)	인간 ADAMTS13 (Q76LX8)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q76LX8
단백질 분자량	154kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)