


Adora2A Rabbit Pab - P29274

품목 번호: CM0020246



소개

ADORA2A Rabbit pAb는 인간 아데노신 수용체 A2a를 표적하는 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보여 G 단백질 결합 수용체 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ADORA2A Rabbit pAb
비고/별칭	A2aR; RDC8; ADORA2; ADORA2A
종	인간
유전자 ID (인간)	135
유전자 ID	135
면역원	인간 ADORA2A (NP_000666.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29274
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백