

## Adprm 토끼 다클론 항체 - Q3Lie5

품목 번호: CM0014320

### 소개

ADPRM 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야를 위한 다클론 항체로, 인간 ADPRM(MDS006/C17orf48)을 표적으로 하며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. ADP-리보 대사 및 면역 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ADPRM 토끼 다클론 항체                                                |
| 비고/별칭       | MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM                             |
| 종           | 인간                                                             |
| 유전자 ID (인간) | 56985                                                          |
| 유전자 ID      | 56985                                                          |
| 면역원         | 인간 ADPRM (NP_064618.3)의 아미노산 203-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 기원       | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                        |
| SWISS       | Q3LIE5                                                         |
| 단백질 분자량     | 40kDa                                                          |
| 배송 방법       | 아이스백                                                           |