

Wb, If-P, Elisa용 Adrb1 토끼 다클로날 항체 - P08588

품목 번호: CM0019978



소개

WB, IF-P, ELISA용 인간 ADRB1 (베타-1 아드레날린 수용체)에 대한 토끼 다클로날 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 심장 기능 및 GPCR 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADRB1 Rabbit pAb
비고/별칭	RHR; BIAR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	153
GeneID	153
면역원	합성 펩타이드 인간 ADRB1 (NP_000675.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P08588
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백