

Wb, If/Icc, Elisa용 Afap1 토끼 다클로날 항체 - Q8N556

품목 번호: CM0027030

소개

웨스턴 블랏, 면역형광법 및 ELISA용으로 검증된 AFAP1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스리취, 쥐 AFAP1 (81 kDa)을 검출합니다. 액틴 역학, 라멜리포디아 및 암세포 이동 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AFAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	60312
항원(Immunogen)	인간 AFAP1 (NP_940997.1)의 아미노산 461-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8N556
단백질 분자량	81kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)