

Ip-MS용 친화력 젤 결합 Pan Succinyl-Lysine 토끼 단일클론 항체

품목 번호: CM0000044

소개

CamelBio는 IP-MS용 친화력 젤 결합 Pan Succinyl-Lysine 토끼 단일클론 항체를 공급하며, 이를 통해 번역 후 변형 연구에서 종에 독립적인 석시닐-라이신 검출이 가능합니다. 원자재 조달에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	친화력 젤 결합 Pan Succinyl-Lysine 토끼 mAb
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
응용 분야	IP-MS
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스 팩