


Agfg1 토끼 다클론 항체 - P52594

품목 번호: CM0015275



소개

인간 AGFG1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성을 가지며, 소포 도킹, RNA 수송 및 HIV-1 Rev 보조인자 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGFG1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	HRB; RAB; RIP; AGFG1
종	인간
유전자ID (인간)	3267
유전자ID	3267
면역원	인간 AGFG1 (NP_004495.2)의 아미노산 1-280번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P52594
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩