

## Wb 및 Elisa용 Agpat3 토끼 다클론 항체 - Q9Nrz7

품목 번호: CM0013541

### 소개

인간 AGPAT3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 인지질 생합성에 관여하는 1-아실글리세롤-3-인산 아실트랜스퍼라제 감마를 표적으로 합니다. 지질 대사 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 제품명         | AGPAT3 토끼 pAb                                   |
| 비고/별칭       | LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3 |
| 종           | 인간                                              |
| 유전자 ID (인간) | 56894                                           |
| 유전자 ID      | 56894                                           |
| 면역원         | 재조합 단백질                                         |
| 공급원         | 토끼                                              |
| 카테고리        | 다클론 항체                                          |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                         |
| SWISS       | Q9NRZ7                                          |
| 단백질 분자량     | 43kDa                                           |
| 배송 방식       | 아이스백                                            |