

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Agr2 토끼 다클로날 항체 - O95994

품목 번호: CM0030844



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증된 AGR2 토끼 다클로날 항체입니다. 점액 합성 및 세포 부착과 관련된 원발암 유전자인 인간, 마우스, 랫트의 전방 구배 단백질 2(Anterior gradient protein 2)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGR2 Rabbit pAb
비고/별칭	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	10551
유전자 ID	10551
항원(Immunogen)	인간 AGR2 (NP_006399.1)의 아미노산 21-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SW(iss)	O95994
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)