


Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ahnak Rabbit Pab - Q09666

품목 번호: CM0024043



소개

인간 AHNAK(Neuroblast differentiation-associated protein AHNAK)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 신경과학 및 세포 분화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AHNAK Rabbit pAb
비고/별칭	PM227; AHNAK1; AHNAKRS; AHNAK
종	인간
유전자 ID (인간)	79026
면역원	인간 AHNAK (NP_001611.1)의 아미노산 1-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q09666
단백질 분자량	629kDa
배송	아이스백