

Aif1/Iba1 토끼 단일클론 항체 - O70200

품목 번호: CM0002587

소개

마우스 AIF1/IBA1에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 면역 세포 및 소교세포의 이식편 염증 인자 1 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AIF1/IBA1 Rabbit mAb
비고/별칭	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E; AIF1/IBA1
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (사람)	199
유전자 ID (마우스)	11629
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드, 마우스 AIF1/IBA1 (O70200)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O70200(mouse), P55008(Human)
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백