


Aipl1 토끼 다클론 항체 (Pab), Wb, If/Icc, Elisa 적용 - Q9Nzn9

품목 번호: CM0013993



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 고품질 AIPL1 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 AIPL1을 검출합니다. 단백질 수송 및 레버 선천성 흑암시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AIPL1 토끼 pAb
비고/별칭	LCA4; AIPL2; AIPL1
종	사람
유전자 ID	23746
면역원	사람 AIPL1 (NP_055151.3)의 아미노산 1-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZN9
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩