

Ak5 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Y6K8

품목 번호: CM0024669



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 AK5 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 뇌 조직에서 아데닐레이트 키나아제 5 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AK5 토끼 pAb
비고/별칭	AK6; AK5
종	사람
GeneID (사람)	26289
GeneID	26289
면역원	사람 AK5 (NP_777283.1)의 아미노산 150-370에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y6K8
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스 팩