

Wb, Ihc-P, Ip용 Akt1 토끼 단일클론 항체 - P31749

품목 번호: CM0003939



소개

WB, IHC-P, IP용으로 검증된 고친화도 AKT1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 세포 생존, 대사 및 증식의 중심 조절 인자인 RAC-alpha 세린/트레오닌 키나아제를 표적으로 합니다. 암 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKT1 Rabbit mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	207
유전자 ID	207
면역원(Immunogen)	인간 AKT1 (P31749)의 아미노산 381-480 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)