

Aldh3A2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P51648

품목 번호: CM0022707



소개

ALDH3A2 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 지질 알데하이드 탈수소효소를 표적으로 하며, 지질 대사 및 스팅고신-1-인산 분해에 필수적입니다. 대사 질환 및 쇼그렌-라르손 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH3A2 Rabbit pAb
비고/별칭	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
종	인간
GeneID (인간)	224
GeneID	224
면역원	인간 ALDH3A2 (NP_001026976.1)의 아미노산 250-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51648
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백