


Aldh9A1 토끼 Pab - P49189

품목 번호: CM0029877



소개

ALDH9A1 토끼 다클론 항체는 인간, 생쥐, 쥐의 ALDH9A1을 검출하며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 알데하이드 탈수소효소 연구에 이상적인 이 항체는 생체 아민 및 폴리아민 대사에 관여하는 효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH9A1 토끼 pAb
비고/별칭	E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1
종	인간
유전자ID (인간)	223
유전자ID	223
면역원	재조합 단백질 인간 ALDH9A1 (NP_000687.3)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P49189
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩