


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Aldoc 토끼 다클로날 항체 - P09972

품목 번호: CM0013906



소개

인간 ALDOC(과당 이인산 알돌라제 C)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 해당 발효(글리콜리시스) 및 당신생(gluconeogenesis) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDOC Rabbit pAb
비고/별칭	ALDC; ALDOC
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	230
GeneID	230
면역원(Immunogen)	인간 ALDOC (NP_005156.1)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P09972
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)