


알파-1 안티키모트립신 (Serpina3) 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa 적합 - P01011

품목 번호: CM0028387



소개

인간 알파-1 안티키모트립신 (SERPINA3) 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 염증 및 알츠하이머 아밀로이드 플라크와 관련이 있는 분비된 세르핀 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	알파-1 안티키모트립신 (SERPINA3) 토끼 pAb
비고/별칭	ACT, AACT, GIG24, GIG25, 알파-1 안티키모트립신 (SERPINA3)
종	인간
유전자 ID	12
면역원	인간 알파-1 안티키모트립신 (SERPINA3) (NP_001076.2)의 아미노산 24-423번 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01011
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스팩