

알파-1 안티트립신 (Serpina1) 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P01009

품목 번호: CM0018466



소개

사람 알파-1 안티트립신 (SERPINA1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 타겟: 세린 프로테아제 억제제로, 폐 보호 및 지혈에 관여합니다. UniProt: P01009.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	알파-1 안티트립신 (SERPINA1) 토끼 pAb
비고/별칭	PI; A1A; AAT; P1I; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; 알파-1 안티트립신 (SERPINA1)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5265
유전자 ID	5265
면역원(Immunogen)	사람 알파-1 안티트립신 (NP_000286.3)의 아미노산 25-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P01009
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)