

## 알파-태아단백질(Afp) 마우스 단일클론 항체 - Wb, If/Icc, Elisa - P02771

품목 번호: CM0002953



### 소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 재조합 인간 알파-태아단백질(AFP) 마우스 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 AFP와 교차 반응합니다. 암 및 태아 발달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 사양                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | 알파-태아단백질(AFP) 마우스 mAb                                            |
| 비고/별칭                    | AFPD; FETA; HPAFP; 알파-태아단백질(AFP)                                 |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                        |
| GeneID (인간)              | 174                                                              |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질; 인간 알파-태아단백질(AFP)의 아미노산 19-609에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 마우스(Mouse)                                                       |
| 카테고리                     | 단일클론 항체                                                          |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                            |
| SWISS                    | P02771                                                           |
| 단백질 분자량                  | 69 kDa                                                           |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                   |