

알파태아단백(Afp) 토끼 다클론 항체 - P02771

품목 번호: CM0016278



소개

알파태아단백(AFP)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 마우스 AFP와 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 간암 바이오마커 연구 및 산전 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	알파태아단백(AFP) 토끼 pAb
비고/별칭	AFPD; FETA; HPAFP; 알파태아단백(AFP)
종	사람
유전자ID (사람)	174
유전자ID	174
면역원	알파태아단백(AFP) (NP_001125.1)의 아미노산 450-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P02771
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스 팩