

Alpha2-Adaptin/AP2A2 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O94973

품목 번호: CM0025281

소개

사람 Alpha2-adaptin/AP2A2 (AP-2 복합체 서브유닛 알파-2)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 단백질 분자량 104 kDa입니다.

엔도사이토시스 및 단백질 운반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Alpha2-adaptin/AP2A2 Rabbit pAb
비고/별칭	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	161
GeneID	161
면역원	사람 Alpha2-adaptin/AP2A2 (NP_036437.1)의 아미노산 590-939에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	O94973
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)