

Alpk1 토끼 Mab (Wb, Ihc-P, Elisa용) - E9Qnx4

품목 번호: CM0007373

소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 ALPK1 토끼 단클론 항체입니다. 쥐 및 래트 ALPK1 (139 kDa)과 반응하며, 키나아제 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALPK1 토끼 mAb
비고/별칭	알파-키나아제 1; ALPK1
종	쥐
유전자ID (인간)	80216
유전자ID	71481
면역원	쥐 ALPK1 (NP_082084.1)의 아미노산 230-478에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	E9QNX4
단백질 분자량	139kDa
배송 방식	아이스팩