

Als2 Rabbit Pab Als2 (Alsin)용 다클로날 항체, Wb, If/Icc, If-P, Elisa 적용 - Q96Q42

품목 번호: CM0029479

소개

인간 ALS2 (alsin) 단백질에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하는 근위축성 측삭 경화증 관련 단백질을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALS2 Rabbit pAb
비고/별칭	ALSJ; PLSJ; IAHSP; ALS2CR6; ALS2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	57679
GeneID	57679
면역원	인간 ALS2 (NP_065970.2)의 아미노산 260-429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96Q42
단백질 분자량	184kDa
배송	아이스 백(Ice bag)