

## Ampd1 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P23109

품목 번호: CM0030819

## 소개

AMPD1 Rabbit pAb는 인간 AMP 디아미나제 1의 합성 펩타이드에 대해 제작된 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 에너지 대사의 핵심 효소인 인간, 마우스, 래트 AMPD1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 제품명         | AMPD1 Rabbit pAb                                 |
| 비고/별칭       | MAD, MADA, MMDD, AMPD1                           |
| 종           | 인간                                               |
| GeneID (인간) | 270                                              |
| GeneID      | 270                                              |
| 면역원         | 인간 AMPD1 (P23109)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 원산지         | 토끼                                               |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                          |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                      |
| SWISS       | P23109                                           |
| 단백질 분자량     | 86kDa                                            |
| 배송          | 아이스백                                             |