

Ampd3 Rabbit Pab For Wb - Q01432

품목 번호: CM0025018

소개

AMPD3 Rabbit Polyclonal Antibody는 Western Blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 에너지 대사의 핵심 효소인 인간, 마우스 및 쥐의 AMP 디아미나제 3을 검출합니다. 뉴클레오티드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPD3 Rabbit pAb
비고/별칭	AMPD3
종	인간
유전자 ID (인간)	272
유전자 ID	272
면역원	인간 AMPD3 (NP_000471.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q01432
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백