


Anapc10 토끼 Pab - Q9Um13

품목 번호: CM0030647



소개

ANAPC10 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트 ANAPC10(21kDa)에 반응하는 다클론 항체로, WB와 ELISA에 적합합니다. 세포주기 진행과 유비퀴틴화의 핵심 조절인자인 APC/C 서브유닛 10을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ANAPC10 토끼 pAb
비고/별칭	DOC1; APC10; ANAPC10
종	인간
GeneID (인간)	10393
GeneID	10393
면역원	인간 ANAPC10 (NP_055700.2)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UM13
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩