


Wb, Elisa용 Angel2 토끼 다클론 항체 - Q5Vte6

품목 번호: CM0016265



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 인간 ANGEL2(RNA 2',3'-사이클릭 포스파타아제)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 RNA 처리 및 tRNA 재활용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ANGEL2 토끼 pAb
비고/별칭	Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2
종	인간
유전자 ID (인간)	90806
유전자 ID	90806
면역원	인간 ANGEL2 (NP_653168.2)의 아미노산 30-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5VTE6
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스팩