

Annexin A4/Annexin Iv 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P09525

품목 번호: CM0030268



소개

인간, 마우스, 래트 샘플의 WB 및 ELISA에서 검증된 Annexin A4를 타겟으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 막 융합 및 엑소사이토시스 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Annexin A4/Annexin IV 토끼 pAb
비고/별칭	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
종	인간
GeneID (인간)	307
GeneID	307
면역원	인간 Annexin A4/Annexin IV (NP_001144.1)의 아미노산 112-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09525
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩