

Anprb/Nrp2 Rabbit Pab - P20594

품목 번호: CM0021008

소개

ANPRB/NRP2를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 인간 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 이 수용체는 CNP에 결합하고 골격 성장을 조절하며, 분자량은 117 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANPRB/NRP2 Rabbit pAb
비고/별칭	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
종	Human
유전자 ID (인간)	4882
유전자 ID	4882
항원	인간 ANPRB/NRP2 (NP_003986.2)의 아미노산 130-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P20594
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스 팩