

Ant2/Slc25A5 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - P05141

품목 번호: CM0017385

소개

ANT2/SLC25A5에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐 및 원숭이 ANT2를 인식하며, 미토콘드리아 세포사멸, 대사 및 미토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANT2/SLC25A5 토끼 pAb
비고/별칭	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; SLC25A5
종	사람
유전자 ID (사람)	292
유전자 ID	292
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐, 원숭이
SWISS	P05141
단백질 분자량	33 kDa
배송	아이스 팩