


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-14-3-3 Alpha/Beta 폴리클로날 항체 - P31946

품목 번호: CM0016163



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 Anti-14-3-3 alpha/beta 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 14-3-3 beta/alpha (P31946)를 표적으로 하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	14-3-3 alpha/beta Rabbit pAb
비고/별칭	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7529
GeneID	7529
면역원	합성 펩타이드: 인간 14-3-3 alpha/beta (NP_003395.1)의 아미노산 150-246 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P31946
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백(Ice bag)