


Wb, Elisa용 항-14-3-3-베타/제타 토끼 단클론 항체 - P31946 / P63104

품목 번호: CM0004100



소개

인간 14-3-3 베타/제타(YWHAB/YWHAZ)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 쥐와 교차 반응합니다. 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	14-3-3-베타/제타 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GW128; HEL-S-1; HSI; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3-베타/제타
종	인간
유전자ID (인간)	7529/7534
유전자 ID	7529/7534
면역원	합성 펩티드 인간 14-3-3 베타/제타(P31946)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P31946/P63104
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩