


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-14-3-3 베타/제타 토끼 단일클론 항체 - P31946 / P63104

품목 번호: CM0009401



소개

인간 14-3-3 베타/제타(P31946/P63104)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 28 kDa 단백질을 인식하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	14-3-3 베타/제타 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	GW128; HEL-S-1; HSI; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3; 14-3-3 베타/제타
종	인간
GeneID (인간)	7529/7534
GeneID	7529/7534
면역원	합성 펩타이드(인간 14-3-3 베타/제타(P31946)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P31946/P63104
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩