


Wb, Elisa용 Anti-14-3-3 Epsilon 단일클론 항체 - P62258

품목 번호: CM0008120



소개

인간 14-3-3 epsilon (P62258)을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플의 내인성 14-3-3 epsilon 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	14-3-3 epsilon Rabbit mAb
비고/별칭	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7531
GeneID	7531
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 14-3-3 epsilon (P62258)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)	
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62258
단백질 분자량(Protein Weight)	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)