


Anti-14-3-3 Sigma Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

품목 번호: CM0005375



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-14-3-3 sigma 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 주기 및 신호 전달을 조절하는 어댑터 단백질인 사람 및 마우스 14-3-3 sigma (P31947)에 대한 높은 특이성을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	14-3-3 sigma Rabbit mAb
비고/별칭	YWHAS; 14-3-3 sigma
종	사람(Human)
GeneID (사람)	2810
GeneID	2810
면역원	합성 펩타이드 사람 14-3-3 sigma (P31947)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P31947
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백