


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-14-3-3 Sigma 토끼 다클론 항체 - P31947

품목 번호: CM0018292



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 인간 14-3-3 sigma(stratifin) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 신호전달, 세포 주기 및 상피 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	14-3-3 sigma 토끼 pAb
비고/별칭	YWHAS; 14-3-3 sigma
종	인간
유전자 ID	2810
면역원	인간 14-3-3 sigma(NP_006133.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P31947
단백질 중량	28kDa
배송	아이스팩