


Wb, Elisa용 Anti-14-3-3 Theta 폴리클로날 항체 - P27348

품목 번호: CM0022464



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 14-3-3 세타(YWHAQ)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 28 kDa 신호 전달 어댑터 단백질입니다. P27348.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	14-3-3 세타 토끼 pAb
비고/별칭	1C5; HSI; 14-3-3; 14-3-3 세타
종	인간(Human)
GeneID	10971
면역원	인간 14-3-3 세타(NP_006817.1)의 아미노산 49-149 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P27348
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)