


웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-14-3-3 Theta Rabbit Monoclonal Antibody - P27348

품목 번호: CM0011065



소개

14-3-3 세타(YWHAQ)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 세포 신호 전달 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	14-3-3 세타 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	IC5; HSI; 14-3-3; 14-3-3 세타
종	인간
유전자 ID (인간)	10971
면역원	인간 14-3-3 세타(P27348)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27348
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백