

Wb, Elisa용 Anti-15-Pgdh/Hpgd 폴리클로날 항체 - P15428

품목 번호: CM0031038



소개

인간 15-하이드록시프로스타글란딘 탈수소효소에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 프로스타글란딘 대사 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	15-PGDH/HPGD Rabbit pAb
비고/별칭	PGDH; PGDH1; PHOARI; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
종	인간
GeneID	3248
면역원	인간 15-PGDH/HPGD (NP_000851.2)의 아미노산 1-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15428
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백