

Anti-4-1Bb/Cd137 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q07011

품목 번호: CM0023006



소개

이 토끼 폴리클론 항체는 인간 4-1BB/CD137(TNFRSF9)을 표적으로 하며, WB, IHC-P, ELISA 등에 적용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. CD8+ T 세포 생존과 항종양 면역을 증진시킵니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	4-1BB/CD137 Rabbit pAb
비고/별칭	ILA; 4-1BB; CD137; CDw137; IMD109; 4-1BB/CD137
종	인간
GeneID (Human)	3604
GeneID	3604
면역원	인간 4-1BB/CD137(NP_001552.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07011
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백