

Wb, Elisa용 항-4F2Hc/Cd98/Slc3A2 단클론 항체 - P10852

품목 번호: CM0007371



소개

생쥐 SLC3A2(SWISS P10852)에 대한 재조합 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 아미노산 수송체 기능과 인테그린 관련 신호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	4F2hc/CD98/SLC3A2 토끼 mAb
비고/별칭	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; 4F2hc/CD98/SLC3A2
종	생쥐
유전자ID (인간)	6520
유전자ID	17254
면역원	생쥐 4F2hc/CD98/SLC3A2 (P10852)의 아미노산 105-526 내 서열에 해당하는 재조합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P10852
단백질 분자량	58KDa
배송	아이스백