

Ihc-P/If/Icc/Elisa용 항-53Bp1 토끼 단클론 항체 - Q12888

품목 번호: CM0004439



소개

인간 53BP1에 대한 토끼 단클론 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 214kDa 단백질을 검출하며 마우스와 교차반응합니다. DNA 손상 및 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	53BP1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
종	인간
유전자 ID	7158 (인간)
면역원	인간 53BP1 (Q12888)의 아미노산 1-100 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	Q12888
단백질 분자량	214kDa
배송 방법	아이스 팩